

MONITOR FETAL

F80/F90

MONITOR FETAL / MATERNAL



- CORAZÓN FETAL (FHR), CONSTRUCCIÓN DE UTERO (TOCO), MOVIMIENTO FETAL (FM)
- PANTALLA LCD DE ALTA RESOLUCIÓN DE 12.1 PULGADAS (800 * 600)
- ALARMA DE ALARMA PROGRAMABLE APAGADO Y FUNCIONAMIENTO ABNORMAL
- IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA DE 152 mm CON VELOCIDAD DE RASTREO AJUSTABLE
- FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN GEMELAR (OPCIÓN)

M9000A-Z1605-1

Biolight Meditech USA

Addr : 535 Broadhollow Road Ste B-24, Melville, New York 11747

Tel: 888-82-BLTUSA (888-822-5887)

Fax: 888-785-8948

Email: sales@biolightmeditechusa.com

http://www.biolightmeditechusa.com



MONITOR FETAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

F80/F90

ESPECIFICACION:

TAMAÑO : 383mm(L) X 383mm(W) X124mm(H)
PESO NETO : \leq 4Kg
PANTALLA : 12.1" TFT LCD
RESOLUCION : 800*600
VOLTAJE AC : 100V~220V; 50Hz/60 Hz
VOLTAJE DC : 11.1V, 4Ah batería de litio recargable

TIEMPO DE TRABAJO: > 4 Hours
DE LA BATERIA

CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION

TEMPERATURA AMBIENTAL: +5°C ~ +40°C
HUMEDAD RELATIVA : 25% ~ 93%
PRESION ATMOSFERICA: 860hPa ~ 1060hPa
TRANSPORTE:
TEMPERATURA AMBIENTAL: -20°C ~ +55°C
HUMEDAD RELATIVA 25% ~ 95%
PRESION ATMOSFERICA: 500hPa ~ 1060hPa

GRABAR:

TIPO DE GRABACION : Sistema de impresion termica
PAPEL DE GRABACION : 152mm (Wide) X 13.5m (long)
TIPO DE PAPEL : Z-Fold
VELOCIDAD DE PAPEL : 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
EXACTITUD : \pm 5%
RESOLUCION₁ : 8 dots/mm

ALARMAS:

AUDIBLE Y VISIBLE

FRECUENCIA CARDIACA FETAL (FHR) MEDICION

METODO DE MEDICION: Ultrasonic Doppler
RANGO DE MEDICION : 50~210 BPM
EXACTITUD : \pm 2 BPM
FRECUENCIA DE ULTRASONIDO : 1MHz
INTENSIDAD DE SALIDA ULTRASONICA : \leq 5mW/cm²
PANTALLA : / ONDA NUMERICA

TOCO (MEDICION)

METODO DE MEDICION: external measurement
RANGO DE MEDICION : 0~100 (%)
RESOLUCION: 1%
ERROR NO LINEAL: < \pm 10%

GRABACION DE MOVIMIENTOS FETALES:

MARCADO MANUAL DEL BOTON (MFM)
FUNCION AUTOMÁTICA DE IDENTIFICACION DE FM (AFM)

F80

CONFIGURACION ESTANDAR :

FHR1, TOCO, FM, batería de litio , impresora

OPCIONAL:

TWIN FHR, ESTIMULADOR FETAL, MÓDULO DE EVALUACION CTG, PANTALLA TÁCTIL

F90 MONITOR MATERNAL/ FETAL

CONFIGURACION ESTANDAR

FHR1, TOCO, FM, batería de litio, impresora, NIPB, MSPO₂, MPR, MECG, MRESP, MTEMP

OPCIONAL:

Twin FHR, estimador fetal CTG modulo de evaluacion pantalla tactil

* LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SIJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Biolight Meditech USA

Addr : 535 Broadhollow Road Ste B-24, Melville, New York 11747

Tel: 888-82-BLTUSA (888-822-5887) Fax: 888-785-8948
Email: sales@biolightmeditechusa.com http://www.biolightmeditechusa.com

 **BLT BIOLIGHT**

M9000A-Z1605-1